

Registro de Ciclo de Esterilização

BIO-001 • Biossegurança e Processamento

Modelo editável de apoio. Adapte este documento à realidade da sua clínica — pessoas, processos, equipamentos e requisitos aplicáveis — antes de utilizá-lo. Este material não oferece certificação, aprovação automática nem garantia de conformidade, e não substitui avaliação técnica, jurídica ou sanitária.

Controle do documento

Código	BIO-001	Versão	[PREENCHER]
Data de adaptação	[PREENCHER]	Revisão prevista	[PREENCHER]
Responsável	[PREENCHER]	Aprovado por	[PREENCHER]

Quando usar

Preenchido a cada ciclo executado na autoclave.

Como preencher

- Anote os parâmetros que o equipamento efetivamente registrou, não os parâmetros esperados.
- Um ciclo com indicador reprovado não deve ser liberado — registre a conduta adotada.
- Os parâmetros de referência são os definidos pelo fabricante do seu equipamento.

Identificação do equipamento

Autoclave (identificação)	Marca / modelo	Nº de série	Responsável pelo processamento
[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]

Ciclos executados

Data	Nº do ciclo	Tipo de carga	Temperatura registrada	Tempo de exposição	Indicador químico (aprovado / reprovado)	Carga liberada (S/N)	Operador

Observações e validação interna

[PREENCHER — registre adaptações feitas, decisões internas e pendências.]

Elaborado / adaptado por	Conferido por	Data
[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]